



Nye rutiner for indsendelse af urolither til Minnesota Urolith Center

Vi forbedrer den måde, som vi håndterer urolithprøver på, hvilket betyder, at du vil få dine resultater hurtigere. Du skal ikke længere anvende papir-indsendelsesblanketten. Alle urolithprøver skal nu indskrives på Minnesota Urolith Centers hjemmeside og sendes med post til Jørgen Kruuse A/S.

Brugervejledning for on-line indsendelseskema:

1. Gå til www.urolithcenter.org
2. Hvis det er første gang, at du anvender denne hjemmeside så klik på 'sign up'.
 - a. Vælg den 3. mulighed: "This is the first time my clinic..." og klik på ok, når der kommer en besked frem.
 - b. Klik 'Next' og udfyld klinikdetaljerne under 'Create Clinic Account'.
 - c. **Anvend venligst en klinik e-mailadresse fremfor en personlig e-mailadresse.**
 - d. Når du vælger dit land, vil du få to valgmuligheder om forsendelse af din prøve. Vi anbefaler, at du vælger "Yes, ship samples to my local Hill's office" (i Danmark vil det sige Jørgen Kruuse A/S).
 - e. Når du har indtastet dine detaljer og indsendt blanketten, vil du vende tilbage til start log-in siden. Du skal nu indtaste dit brugernavn og kodeord for at logge på systemet.
 - f. Hvis du har brug for hjælp med at oprette en konto, så kontakt venligst Minnesota Urolith Centre direkte på support@urolithcentre.org
3. Når du har registreret dig, eller hvis du er registreret tidligere, klik på 'Sign In', vælg 'New Sample' og udfyld on-line indsendelseskemaet (submission form).
4. Når du kommer til 'Confirmation of Sample Submission' siden, vælg 'Print Adress Label and Packing Slip'. Print 'Packing slip' og send sammen med urinstenen(e) til:
Jørgen Kruuse A/S, Havretoften 4, 550 Langeskov

Vær opmærksom på:

- Kun urolither fra hunde og katte.
- Sten bør sendes **tørre** i en ubrydelig beholder, og mærkes med ejers efternavn og patientens navn.
- International forsendelse og kvantitativ urolithanalyse er gratis, fordi det er sponsoreret af Hill's Pet Nutrition (undtagen forsendelsen til Kruuse). Vær opmærksom på at påsætte korrekt porto.

Hvis du har spørgsmål om indsending af urinsten, tag kontakt til Kruuse på: 72 14 15 11

Hvis du har spørgsmål om urolithcenter.org online-adgang, tag kontakt til:
Minnesota Urolith Center på support@urolithcenter.org